

# Advanced

by **evenflo**

1



Desbloquee y abra la tapa. Coloque los biberones prelavados, los protectores y mamilas en la rejilla de accesorios.

Unlatch and open lid. Place pre-washed bottles, bottle rings, and nipples on the accessory tray.

2



Vierta 200 ml o una taza de agua limpia y fría en el esterilizador.

Pour 200 ml or one cup of clean, cool water into the sanitizer.

3



Cierre y asegure la tapa.

Close and latch the lid.

4



Coloque el esterilizador en el microondas y caliente\*.

Place the sanitizer in the microwave and heat\*.

5



Cuando el proceso de calentado se haya completado, deje reposar durante 5 minutos. Abra la tapa con cuidado.

After heating is complete, let stand for 5 minutes, then carefully open the lid.

6



Utilice las pinzas (incluidas) y retire los productos del esterilizador.

Use tongs (provided) and remove items from sanitizer.

Esteriliza hasta 6 biberones de cuello ancho o estándar y accesorios. Utilice solamente la rejilla inferior o superior de acuerdo al biberón para una mayor capacidad.

Pensando en la máxima higiene y cuidado que su bebé necesita, el Esterilizador Evenflo® cuenta con un sistema de esterilizado a base de vapor, el cual ayuda a evitar la formación de bacterias brindando a los padres seguridad en cada esterilización.

#### Instrucciones:

Todos los productos que se coloquen dentro del esterilizador deben de estar bien lavados.

1. Levante la tapa, remueva las rejillas y coloque 200 ml o una taza de agua en la base (esta cantidad no cubrirá la base del producto).
2. Inserte las dos rejillas en el esterilizador.
3. Coloque los biberones lavados boca abajo dentro de las cavidades de las rejillas. Coloque los accesorios lavados en la parte central y lateral de la rejilla superior.
4. Baje la tapa y deslice el cierre. Colóquelo dentro del microondas.
5. El tiempo de esterilizado puede variar dependiendo del voltaje del horno de microondas.
6. Una vez que el ciclo haya finalizado, espere 5 minutos antes de retirar el esterilizador del horno de microondas. No lo abra antes de ese tiempo.
7. Lave sus manos antes de tocar los productos esterilizados. Utilice las pinzas.

#### ADVERTENCIAS:

- Mantenga el esterilizador fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese de que la base del esterilizador esté segura en una superficie plana y resistente al calor.
- Espere a que se enfríe el esterilizador antes de retirar los objetos ya que pueden estar calientes.
- Se recomienda que utilice las pinzas.
- Sólo algunos objetos son aptos para la esterilización en horno de microondas.
- No esterilice en microondas los siguientes productos:
  - Cualquier producto de látex.
  - Cualquier objeto metálico (como escobillones con metal)
  - Juguets o sonajas.
- No utilice químicos. Sólo puede utilizar agua.
- No deje que el agua se evapore por completo al finalizar el ciclo. Si esto llegara a suceder, reduzca el tiempo del horno de microondas ya que el esterilizador no debe de trabajar sin líquido y podría sobrecalentarse.

#### \* Tiempos de esterilizado para hornos de microondas de:

- 1150 - 1500 W / 3 minutos
- 1000 - 1100 W / 4 minutos
- 800 - 950 W / 5 minutos
- 500 - 750 W / 7 minutos

#### \* Sterilization times to microwave ovens for:

- 1150 - 1500 W / 3 minutes
- 1000 - 1100 W / 4 minutes
- 800 - 950 W / 5 minutes
- 500 - 750 W / 7 minutes

#### \*El tiempo de esterilizado varía según el voltaje del microondas

- Lea cuidadosamente las instrucciones
- Deje enfriar los productos antes de retirarlos del esterilizador

#### \*Times vary according to microwave wattage

- See instructions
- Allow products to thoroughly cool before handling

## Instrucciones para Esterilizador de Microondas:

### Instructions for Microwave Steam Sanitizer:

#### Incluye:

- Esterilizador
- Rejilla Superior
- Rejilla Inferior
- Pinzas

#### Includes:

- Sterilizer
- Upper grid
- Lower grid
- Tongs



Sterilizes up to 6 bottles, wide neck and standard neck. Use upper or lower grid depending on the bottles used for a more capacity.

Thinking on the maximum hygiene and care your baby needs, the Evenflo® Sterilizer has a steam sanitizing system that helps to avoid the growth of bacteria, giving parents safety in sterilization.

#### Instrucciones:

All the products that you put inside the sterilizer should be previously washed.

1. Open the lid, remove the grids and pour 200 ml or one cup of water in the base (that amount will not cover the base of the product)
2. Put both of the grids inside the sterilizer.
3. Place the bottles upside down in the grid's open spaces, the accessories should be placed at the center and on the sides of the upper grid.
4. Close the cover and slide the latch. Put it inside the microwave oven.
5. The sterilization time may vary depending on the microwave oven's watts.
6. Once the cycle finishes, wait 5 minutes before removing the sterilizer from the microwave oven. Do not open it before this time.
7. Wash your hands before touching the sterilized products, use the tongs.

#### WARNINGS:

- Wait for the sterilizer to cool before removing the items since they could be hot, we recommend the use of the tongs.
- Only certain items are suitable for microwave sterilization.
- Do not sterilize the following products:
  - Any latex product
  - Any metallic object (bottle brushes may contain metal)
  - Some toys or rattles
- In case of having doubts if the item is suitable for use in microwave oven, we recommend you not to sterilize the item in this product.
- Do not use chemicals. You should only use water.
- Do not allow all the water to boil away. If it is found that the base is completely dry at the end of the cycle, reduce the power setting or the time period during the next cycle. A small amount of water is needed throughout the process to prevent the sterilizer and the microwave from overheating.